

# DISPOSITIF INTRA-UTÉRIN

## Associez chaque pictogramme à sa définition

The central image shows the packaging for a DIU kit. Key elements include:

- MD** (Manufacturer's Device)
- 8 GiR 380 CU-AG** (Product name)
- Dispositif Intra-Utérin à 380 mm<sup>2</sup> de cuivre-argent** (Description)
- Lire la notice avant emploi** (Instruction)
- Laboratoire 8 GiR 44000 NANTES France** (Manufacturer)
- 1 DIU 8 GiR 380 CU-AG** (Quantity)
- 2021/04** (Date)
- 2025/11** (Expiration date)
- CE 6789** (CE mark)
- STERILE R** (Sterility)
- LOT 06-064** (Lot number)
- QR code**
- Pictograms:** Information (i), No open flame, No fire, No heat, No X-ray, No MRI, No ultrasound, No 40°C, No rain.

The kit contents list on the right includes:

- 1 Dispositif Intra-Utérin
- 2 Hystéromètres
- 1 Spéculum
- 1 Pince de Pozzi
- 1 Pince de nettoyage et de retrait
- 1 Paire de ciseaux coupe-fils
- 1 Carte patiente
- 1 Notice patiente
- 1 Notice praticien

Dispositif médical

Nom commercial du  
DM

Descriptif du DM

Référence catalogue

Fabricant

Date limite d'utilisation

Numéro de lot du  
fabricant

Limites de  
température de  
stockage

Marquage de  
conformité  
européenne  
et numéro d'identification  
de l'organisme notifié

Ne pas réutiliser, usage  
unique

Ne pas utiliser si  
l'emballage est  
endommagé ou ouvert

Conserver au sec

Consulter les  
instructions  
d'utilisation

Attention : précautions  
ou restrictions  
d'utilisation

Stérilisé par irradiation

Tenir à l'écart de la  
lumière du soleil ou  
d'autres sources  
lumineuses

